

如何做鼻部快速抗原检测 (RAT)

KEEP IT
COVID
safe

现有不同类型的RAT检测盒。
务必遵循检测盒附带的说明书。

使用方法概括如下：

1. 检测开始前，请仔细阅读检测盒的配套说明书。
部分检测说明书印有二维码，您可以扫码观看一段视频。




2. 清洗双手。




3. 打开包装。



4. 把拭子伸进鼻孔2厘米深处，转动擦拭鼻腔内壁。每一侧鼻腔内转五圈或15秒。



5. 把拭子放进溶剂试管。搅拌均匀。您可能还要挤压拭子或折断拭子棒。查阅检测说明书。




6. 把试管盖扣上。



7. 在检测盒样本窗里滴溶液。您的检测盒说明书会告诉您要多少滴。不要移动或拿起检测盒



8. 设定计时器。依照检测盒说明书精准计时等待。不要移动或拿起检测盒 样本窗。



9. 读取结果（见右方）。

Reading your result



‘C’ 对照线（这条线表示检测有效）
‘T’ 检测线（若该线不显现 = 阴性，若显现 = 阳性）



阴性

您不太可能感染了COVID。若您出现症状，请于次日再做一次RAT或者改做PCR检测。



无效

再检测一次（并重复步骤2-9）。
遇到困难？改做PCR检测。



阳性

您感染了COVID。若检测结果中的“T”线显现，即使模糊，也是阳性结果。

若结果为阳性，则请立即隔离并上报公共卫生署 (Public Health)。

扫码在线上报阳性结果或拨打公共卫生署热线 (Public Health Hotline) 1800 671 738。

