

راهنمای انجام تست سریع آنتی ژن (RAT) - نوع بینی

KEEP IT
COVID
safe

خواندن نتیجه تست



'C': کنترل: ظاهر شدن این خط نشان می دهد که تست کار می کند
'T': تست: اگر در اینجا خطی نباشد، جواب منفی است. ظاهر شدن خط به معنای جواب مثبت



نتیجه منفی

بعید است کووید داشته باشید. اگر علامت دارید، یک بار دیگر تست RAT را انجام دهید، و یا روز بعد تست PCR بدهید.



نتیجه نامعتبر

یک تست دیگر انجام دهید (و مراحل ۲ الی ۹ را تکرار کنید). به مشکل بر خورده اید؟ تست PCR بدهید.



نتیجه مثبت

شما مبتلا به کووید هستید. ظاهر شدن یک خط در "T"، حتی یک خط کم رنگ، نشان دهنده نتیجه مثبت می باشد.

اگر جواب تست شما مثبت است، فوراً خود را ایزوله کنید و به سازمان بهداشت عمومی اطلاع دهید.

برای اعلام نتیجه مثبت تست خود این کد را اسکن کنید و یا با تلفن سازمان بهداشت عمومی به شماره ۱۸۰۰۶۷۱۷۳۸ تماس بگیرید.



انواع مختلفی از کیت های تست RAT موجود می باشد. حتماً دستورالعمل های ارائه شده در کیت تست را دنبال کنید. در اینجا چند دستورالعمل کلی که می بایست دنبال کنید ارائه می شود:


۱. قبل از شروع، دستورالعمل های ارائه شده همراه با تست را به دقت بخوانید. برخی از دستورالعمل ها دارای یک کد QR هستند که می توانید آن را برای تماشای فیلم آموزشی اسکن کنید.




۲. دستان خود را بشویید.




۳. بسته بندی را باز کنید.



۴. سواب را به عمق ۲ سانتی متر وارد بینی کنید و با حرکت دایره ای به اطراف جداره داخل بینی بمالید. ۵ بار یا ۱۵ ثانیه در هر سوراخ بینی انجام دهید.



۵. سواب را در لوله محلول قرار دهید. به خوبی مخلوط کنید. ممکن است لازم باشد سواب را فشار دهید و یا دسته سواب را بشکنید - دستورالعمل های تست را بخوانید.




۶. درپوش را روی لوله قرار دهید.



۷. چند قطره در قاب تست بچکانید. دستورالعمل تست به شما خواهد گفت چند قطره باید بچکانید. قاب تست را بلند نکنید و یا حرکت ندهید.



۸. از یک تایمر استفاده کنید. منتظر زمان دقیق عنوان شده در دستورالعمل باشید. قاب تست را بلند نکنید و یا حرکت ندهید.



۹. نتیجه تست را بخوانید. (به سمت راست این صفحه رجوع کنید)